

Intraoral 3D Scanner FUSSEN by **orangedental**

NEU: Schnelle High Performance Modelle S6500/S7000 neue Cartversion mit Mini-PC und Touch Screen

Der Intraoral 3D Scanner FUSSEN S6000 by **orangedental** hat sich mittlerweile etabliert und ist ein wichtiger Teil des Chairside Workflow. Durch konsequente Weiterentwicklung kann **orangedental** nun die High-Performance-Modelle **S6500** und **S7000** vorstellen. Die Scangeschwindigkeit wurde mit 20-25 FPS (je nach FOV der Scanspitze) mehr als verdoppelt. Zudem sorgt die neue ScanFlex Software mit vielen KI-Funktionen für schnelle, perfekte Scans mit höchster Präzision und natürlicher Farbechtheit. Das Scanfeld wurde vergrößert und es steht ebenfalls eine kleinere Scanspitze für Kinder zur Verfügung. Der **FUSSEN S6500** mit einem kompakten, leichten (220 g) Handstück ist kabelgebunden und der **FUSSEN S7000** hat ein wireless Handstück sowie vier Akkus für den kabellosen Einsatz. Durch die VDDS-Schnittstelle zur mitgelieferten **byzz® Nxt Software** werden die Scanner komfortabel in den Praxisablauf und den digitalen Workflow integriert.



Der Verkaufspreis des **S6000** konnte auf 9.900 € + MwSt. reduziert werden. Die UVP der neuen High-Performance-Scanner liegen bei 12.900 € (**S6500**) und 13.900 € (**S7000**) + MwSt.

Ebenfalls bietet **orangedental** ein neues, modernes Cart mit Mini-PC und Touch Screen Monitor. Für den Raum zu Raum Einsatz in der zahnärztlichen Praxis ist das Cart mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung ausgestattet.

orangedental Produkte stehen für Innovation und Zuverlässigkeit auf höchstem Qualitätsniveau. Die **orangedental** 365-Tage Hotline, sowie das mittlerweile 16-köpfige Technikteam gewährleisten einen außergewöhnlichen Service.

Für weitere Informationen oder Ihr persönliches Preisangebot fragen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder kontaktieren Sie uns direkt:

orangedental GmbH & Co. KG

Tel.: 07351/47499-0

E-Mail: info@orangedental.de

www.orangedental.de