

# FUSSEN by orangedental

## Intraoralscanner Modelle S6500 und S7000

### Modell S6500 **NEU**



- Großes Sichtfeld 16 x 13 mm
- Vollständiger Kieferscan unter 2 Minuten
- Hohe Genauigkeit nur 10 µm Toleranz
- Superleicht und kompakt nur 220 g
- 3 Standard und 1 Mini Scanspitze
- Neue ScanFlex Software mit vielen KI-Funktionen



- Neues, modernes und standfestes Cart mit Mini PC, Touch Screen und Notstromversorgung

### Modell S7000 **NEU**



- Wireless, ohne Kabel
- Sichtfeld 14 x 13 mm
- Vollständiger Kieferscan unter 2 Minuten
- Hohe Genauigkeit max. 10 µm Toleranz
- 3 Standard- 1 Mini- und 1 Seiten-Scanspitze
- Neue Software mit vielen KI-Funktionen



# FUSSEN by orangedental

## Intraoralscanner

### Vergleich der Modelle S6000 | S6500 | S7000

|                                | S6000                  | S6500  | S7000  |
|--------------------------------|------------------------|--|--|
| Typ                            | Kabel                  | Kabel  | Wireless   |
| Scanprincip                    | Triangulierung         | Triangulierung                                 | Triangulierung   |
| Lichtquelle                    | Struktuiertes Licht    | Struktuiertes Licht                            | Struktuiertes Licht  |
| Vollständiger Kieferscan (Min) | < 3                    | < 2  | < 2  |
| Scangeschwindigkeit (FPS)      | 10                     | 20-25  | 20-25  |
| Tiefenschärfe (mm)             | 0-15                   | 0-15   | 0-15   |
| Sichtfeld (FOV)                | 12x11                  | 16x13/12x9                                     | 14x13/12x8/14x13   |
| Anti-Beschlag (min)            | 3                      | <1   | 2  |
| Gewicht (gr)                   | 350                    | 220  | 325 (mit Akku)   |
| Größe (mm)                     | 240x57x39,8            | 240x45x36                                      | 248x56x36  |
| G-Motion                       | nein                   | ja   | ja   |
| Präzision Einzelkrone          | 10µm (±1,1µm)          | 10µm (±1,1µm)                                  | 10µm (±1,1µm)  |
| Größe der Scanspitzen (mm)     | Standard: 28x60x19     | Standard: 95,3x22,5x16,6<br>Mini: 94x17,9x13,2 | Standard: 93x20x20<br>Mini: 93x16x15<br>Seite: 93x21x17            |
| Inkludierte Scanspitzen        | 5 Standard Scanspitzen | 3 Standard Scanspitzen<br>1 Mini Scanspitze    | 3 Standard Scanspitzen<br>1 Mini Scanspitze<br>1 Seiten Scanspitze |
| UVP zzgl. MwSt.                | 9.900 €                | 12.900 €                                       | 13.900 €   |

